



Dve farebné prevedenia čelného panela ovládacej jednotky



1. Bezšnúrový mikromotor – wifi komunikácia mikromotora s ovládacou jednotkou
2. Možnosť použitia rôznych typov Ni-Ti files
3. Nastavenie krútiaceho momentu v rozsahu 0,6 – 4,0 Ncm
4. Nastavenie otáčok v rozsahu 100 – 650 ot./min.
5. Recipročný a kontinuálny pohyb
6. Ergonomický dizajn
7. Integrovaný apexlokátor
8. Voľba 8 nastaviteľných programov