

# ENDOMOTOR S INTEGROVANÝM APEXLOKÁTOROM R-SMART PLUS



Kontinuálny aj recipročný pohyb

## Elegantný, spoľahlivý a bezpečný pre kvalitnú endodonciu



- Nemecký motor
- Veľký farebný displej
- 4 pracovné režimy
- 6 funkcií
- Kontinuálny a recipročný pohyb

**Cena: 695 €** s DPH

### ŠPECIFIKÁCIE

- Nabíjateľný endomotor s apexlokátorom
- Funkcia AUTOREVERZ
- Nastavenie krútiaceho momentu v rozpätí 0,6 - 4,0 Ncm
- Rozsah otáčok 200 – 600 ot./min.
- Nastavenie apexlokátora: po dosiahnutí prednastavenej vzdialenosti od apexu sa automaticky aktivuje reverzný chod
- 4 pracovné režimy:
  - M1 Meranie koreňových kanálikov (len apexlokátor)
  - M2 Ošetrovanie koreňových kanálikov (len endomotor)
  - M3 Recipročný pohyb
  - M4 Meranie a ošetrovanie koreň. kanálikov (automatický štart a stop, automatické zníženie otáčok po priblížení sa k apikálnej oblasti, automatická aktivácia reverzného chodu po dosiahnutí prednastavenej vzdialenosti od apexu, automatická funkcia STOP po opustení koreňového kanálika)

### Distribúcia v SR:



Senická cesta 92, 974 01 Banská Bystrica  
Tel.: 0905 610932, 0905 480173  
E-mail: [prodent@prodent.sk](mailto:prodent@prodent.sk)  
Web: [www.prodent.sk](http://www.prodent.sk)